

ÁCIDO HIALURÓNICO *Plus*

Ultrahidratante

EXCLUSIVO PARA VENTA Y USO PROFESIONAL

El Ácido Hialurónico Plus de Armesso al 1% posee una alta pureza debido a su origen Biotecnológico. Su mayor concentración y viscosidad le permite llenar el espacio entre el colágeno y las fibras de elastina, mejorando la apariencia de las líneas de expresión.

El Ácido Hialurónico Plus tiene la capacidad de retener agua en un porcentaje equivalente a miles de veces su peso molecular aportando volumen y favoreciendo la hidratación epidérmica. Es un activador de la función fibroblástica y de la síntesis del colágeno así como de diversos factores de crecimiento cutáneo ralentizando los procesos naturales de envejecimiento. Actúa como agente protector contra el daño mecánico y químico y por sus propiedades es un eliminador de radicales libres.

El Ácido Hialurónico está presente en el organismo al momento de nuestro nacimiento, pero sus niveles se reducen a medida que pasa el tiempo, razón (entre otras) por lo cual se produce el envejecimiento.



Bandeja por 10 ampolletas de 2 ml c/u - 0.068 Fl. Oz

Producto Registrado en cada país de acuerdo a regulación sanitaria.

ADVERTENCIAS

No utilizar en pacientes con alergias a los salicilatos.
No use sobre piel irritada.
En caso de que se presente alguna reacción desfavorable, suspender inmediatamente su uso y consultar con el médico.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacénese en un lugar seco y fresco, que esté protegido de la luz y del calor excesivo.



Siéntete bella, sé feliz



PRINCIPIOS ACTIVOS

- Hialuronato de Sodio al 1%



BENEFICIOS

- Contribuye a mejorar el aspecto de las arrugas, estrías y líneas de expresión.
- Revitaliza el ciclo celular y restituye al rostro luz y suavidad.
- Ayuda a mejorar el envejecimiento cutáneo.
- Propiedades hidratantes y visco elástica. Ayuda a mejorar los resultados del lifting.



MODO DE EMPLEO

- De acuerdo a criterio profesional.
- Realizar una (1) sesión cada ocho (8) días acorde a la necesidad específica de cada paciente.
- Previo a su uso se recomienda la aplicación de 1 a 2 sesiones con Ácido Hialurónico Armesso (0.3%) 5 mL.

**Se puede combinar con todos los productos de la línea tradicional Armesso.*



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Líquido Fluido
- Libre de impurezas
- Incoloro
- Translúcido de acuerdo con el estándar
- pH: (5,5 - 7,5) Densidad: (0,995 - 1,015)



VIDA UTIL DEL PRODUCTO

Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.



JADE
DISTRIBUIDORA

 Jade Distribuidora - Farma y salud.

 55 28 52 30 78

<https://www.esteticaysaludjade.com/>